

녹 의: 제16 - 060호

2016년 03월 10일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과장, 핵의학과장, 보험심사과장, 검사실장, 외주수탁 담당

제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

 2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내하여 드리오니
 업무에 참조하시기 바랍니다.

3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -



1. 신규검사

검사명	검사정보	검사수가 및 비교
Tacrolimus (FK506, LC-MS/MS) (GC Labs 코드: L538)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: EDTA WB 3.0mL · 보관: 냉장 · 검사방법: LC-MS/MS · 참고치: Therapeutic range: 5.0~20.0 Toxic level: > 25.0 · 단위: ng/mL · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 나450/CX375696 (577.54점) · 검사수가: 44,240원 · 임상적의의: Tacrolimus의 노출 및 중독여부 확진검사로, immuno assay 검사의 cross reaction 발생 시 정확한 농도 측정을 하기 위한 검사 · 주의사항: 신선검체 필요 · 적용일: 03월 14일 접수분
Cyclosporine (LC-MS/MS) (GC Labs 코드: L539)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: EDTA WB 3.0mL · 보관: 냉장 · 검사방법: LC-MS/MS · 참고치: Therapeutic range: 100.0~400.0 Toxic level: > 700.0 · 단위: ng/mL · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 나450/CX375696 (577.54점) · 검사수가: 44,240원 · 임상적의의: Cyclosporine의 노출 및 중독여부 확진검사로, immuno assay 검사의 cross reaction 발생 시 정확한 농도 측정을 하기 위한 검사 · 주의사항: 신선검체 필요 · 적용일: 03월 14일 접수분

2. 검사정보 변경

검사명	변경 전	변경 후	비고
Everolimus (GC Labs 코드: K053)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 월,목/3일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: 검사일 확대 및 <u>소요일 단축</u> · 적용일: 03월 14일 접수분
Sirolimus (GC Labs 코드: C509)			

검사명	변경 전	변경 후	비고
HBV 약제내성 돌연변이 24종 (sequencing) (GC Labs 코드: K599)	· 검사일/소요일: 월-금/5일	· 검사일/소요일: 월-금/3일	· 사유: <u>소요일 단축</u> · 적용일: 03월 14일 접수분
HCV genotype (sequencing) (GC Labs 코드: K883)			
Apolipoprotein C II (GC Labs 코드: S745)	· 검체: Serum 1.0mL · 검사일/소요일: 월,수/4일	· 검체: Serum 0.5mL · 검사일/소요일: 월,수,금/1일	· 사유: <u>소요일 단축</u> · 적용일: 03월 28일 접수분
Apolipoprotein C III (GC Labs 코드: S743)	· 검체: Serum 1.0mL · 검사일/소요일: 월-토/4일	· 검체: Serum 0.5mL · 검사일/소요일: 월-토/1일	
Cortisol (GC Labs 코드: E435)	· 참고치: Morning: 5.0~25.0 Afternoon: 2.5~12.5 · 단위: µg/dL	· 참고치: Morning: 5.0~27.0 Afternoon: 2.5~11.9 · 단위: µg/dL	· 사유: <u>참고치 재설정</u> · 적용일: 03월 18일 접수분
Cortisol,free (GC Labs 코드: E439)	· 참고치: 20~90 · 단위: µg/day	· 참고치: 6~75 · 단위: µg/day	
TAT (GC Labs 코드: H115)	· 검사방법: EIA · 참고치: 1.0~4.1 · 단위: µg/L	· 검사방법: CLEIA · 참고치: < 4.0 · 단위: ng/mL	· 사유: <u>재수탁기관에서 변경</u> · 적용일: 03월 23일 접수분

3. AFB sensitivity (GC Labs 코드: B124) 항결핵제 기준농도 변경

항결핵제	변경 전	변경 후	적용일
Ofloxacin(OFLX)	· 기준농도: 2.0 mcg/mL	· 기준농도: 4.0 mcg/mL	04월 01일 접수분

* 최신 WHO 항결핵제 감수성 검사 가이드라인에 따라 Ofloxacin(OFLX) 약제 기준농도(Critical concentration) 변경 (그 외 항결핵제의 기준농도는 동일)

4. 수탁중지

검사명	중지 사유	적용일
Achondroplasia family study (GC Labs 코드: B660)	검사건수 감소로 인한 수탁중지 ※ 대체검사: Achondroplasia FGFR3 (GC Labs 코드: B661)	즉시 적용 (3월 11일 접수분)
(특검) Mandelic acid (GC Labs 코드: K513)	재수탁기관에서 수탁중지 (산업안전보건연구원 근로자건강진단 실무지침 의거)	
(특검) Phenylglyoxilic acid (GC Labs 코드: K518)	※ 대체검사: (특검)Mandelic acid+Phenylglyoxilic acid (GC Labs 코드: L542)	



의료법인 녹십자의료재단