

녹 의: 제17 - 203호

2017년 10월 13일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -



1. 검사정보 변경

검사명	변경 전	변경 후	비고
NGS-Inborn error of metabolism panel 외 22항목	· 검사일/소요일: 화/21일	· 검사일/소요일: 월-금/21일	· 사유: 검사일 확대 · 적용일: 10월 16일 접수분 ※ 별첨: 검사일 확대 및 소요일 단축 항목 list
Anti GAD Ab (GC Labs 코드: S626)	· 검사일/소요일: 목/1일	· 검사일/소요일: 화,목/1일	· 사유: 검사일 확대 · 적용일: 10월 19일 접수분
Avellino corneal dystrophy mutation (GC Labs 코드: X779)	· 검사방법: PCR & sequencing · 보험정보: 나580/C580633C (1992.83점) · 검사수가: 157,430원	· 검사방법: PCR with hybridization · 보험정보: 나580/C580109C (877.02점) · 검사수가: 69,280원	· 사유: 검사방법 변경 · 적용일: 10월 23일 접수분
Aldosterone (RIA) (GC Labs 코드: E436)	· 참고치: Supine: 1.3~14.5 Upright: 2.7~27.2 · 단위: ng/dL	· 참고치: Supine: 4.2~20.9 Upright: 6.7~33.5 · 단위: ng/dL	· 사유: 시약 제조사에서 참고치 변경 · 적용일: 11월 01일 접수분
Aldosterone (24hU) (GC Labs 코드: E467)	· 참고치: 2.1~18.0 · 단위: µg/day	· 참고치: 0.6~25.9 · 단위: µg/day	

검사명	변경 전	변경 후	비고
TSH-receptor Ab (ECLIA) (GC Labs 코드: X946)	<ul style="list-style-type: none">· 참고치: Negative: ≤ 1.22 Borderline: 1.23~1.74 Positive: ≥ 1.75· 단위: IU/L	<ul style="list-style-type: none">· 참고치: Negative: ≤ 1.74 Positive: ≥ 1.75· 단위: IU/L	<ul style="list-style-type: none">· 사유: 시약 및 장비 변경· 적용일: 11월 06일 접수분
IgG (CSF) (GC Labs 코드: S520)	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: Nephelometry· 참고치: ≤ 3.40· 단위: mg/dL· 주의사항: -	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: TIA· 참고치: 1.00~3.00· 단위: mg/dL· 주의사항: 냉동 검체 검사 불가	
IgG Index (serum + CSF) (GC Labs 코드: S230)	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: Nephelometry· 참고치: [Serum] IgG: 700.00~1600.00 Albumin: 3500.00~5200.00 [CSF] IgG: ≤ 3.40 Albumin: 10.00~30.00· 단위: mg/dL	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: Calculation· 참고치: [Serum] IgG: 700.00~1600.00 Albumin: 3500.00~5200.00 [CSF] IgG: 1.00~3.00 Albumin: 10.00~30.00· 단위: mg/dL	
Myoglobin (S) (GC Labs 코드: S446)	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: CLIA· 참고치: M: 16.00~116.00 F: 13.00~71.00· 단위: ng/mL	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: ECLIA· 참고치: M: ≤ 72.00 F: ≤ 58.00· 단위: ng/mL	
Myoglobin (U) (GC Labs 코드: U115)	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: CLIA· 참고치: < 10.00· 단위: ng/mL	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: ECLIA· 참고치: ≤ 21.00· 단위: ng/mL	
Selectivity index (GC Labs 코드: C427)	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: Nephelometry· 참고치: High: < 0.16 Medium: 0.16~0.30 Low: > 0.30	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: TIA· 참고치: Highly selective: < 0.20	
C3 (GC Labs 코드: S442)	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: Nephelometry	<ul style="list-style-type: none">· 검사방법: TIA	
C4 (GC Labs 코드: S443)			
IgA (S) (GC Labs 코드: C422)			
IgG (S) (GC Labs 코드: C421)			
IgM (GC Labs 코드: C423)			

검사명	변경 전	변경 후	비고
Prealbumin (GC Labs 코드: B592)	· 검사방법: Nephelometry	· 검사방법: TIA	· 사유: 시약 및 장비 변경 · 적용일: 11월 06일 접수분
Transferrin (S) (GC Labs 코드: C400)			
α 1-Antitrypsin (GC Labs 코드: S450)			
α 1-Antitrypsin clearance (GC Labs 코드: E300)			
AVPR2 gene (study) (GC Labs 코드: M752)	· 검사명: AVPR2 gene (study)	· 검사명: AVPR2 gene mutation · 그 외 검사 정보는 변경 전과 동일	· 사유: 검사건수 감소로 인한 재위탁 · 적용일: 10월 23일 접수분
GAA gene (pompe) (GC Labs 코드: M016)	· 검사명: GAA gene (pompe) · 주의사항: -	· 검사명: GAA gene mutation · 주의사항: ① 1일 이상 방치 시 냉장 보관 ② Clot된 혈액과 냉동된 혈액은 부적합 · 그 외 검사 정보는 변경 전과 동일	
Zika virus(임신부) (GC Labs 코드: L821)	· 검사명: Zika virus(임신부)	· 검사명: Zika virus PCR (급여)	· 사유: 검사명 변경 · 적용일: 10월 01일 접수분 (기접수분 부터 적용)
Zika virus (GC Labs 코드: L822)	· 검사명: Zika virus	· 검사명: Zika virus PCR (비급여)	

2. 검사재개

검사명	사유	적용일
Anti MAG Ab (ELISA) (GC Labs 코드: S661)	시약 공급 정상화로 검사 재개	10월 02일 접수분 (기접수분 부터 적용)

3. 수탁중지

검사명	중지사유	적용일
AQP2 gene (study) (GC Labs 코드: M751)	검사건수 감소로 인한 수탁중지	11월 01일 접수분
IgG (U) (GC Labs 코드: S519)		11월 06일 접수분
Transferrin (U) (GC Labs 코드: S523)		

의료법인 녹십자의료재단