



녹 의: 제26 - 238호

2026년 08월 14일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니
진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.

3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검사항목	검사정보 및 수가	비고
면역조직화학염색 (PRAME) (GC Labs 코드: F729)	· 검체: - 파라핀 block - Unstained slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 보험정보: 나567가/C567300FZ (670.51점) · 검사수가: 64,100원	· 임상적의의: 악성 흑색종과 양성 멜라닌세포성 병변의 감별진단을 보조하는 검사이다. · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서 · 【적용일: 09월 01일 접수분】
VENTANA ALK (D5F3) (GC Labs 코드: P080)	· 검체: - 파라핀 block & H&E slide - Unstained slide & H&E slide · 보관: 실온, 차광 · 검사방법: Immunohistochemical stain · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/5일 · 보험정보: 나567나/C567402FZ (825.56점) · 검사수가: 78,920원	· 임상적의의: 비소세포폐암에서 ALK 단백 발현을 평가하여 ALK 유전자 재배열을 시사하는 소견을 확인하고, ALK 표적치료제 투여 대상 환자를 선별하기 위한 동반진단검사이다. · 주의사항: ① Tissue 의뢰 시 10% buffer 포르말린 즉시 고정 ② 병리진단지(H&E 판독지) 첨부 · 의뢰서: 조직병리의뢰서 · 【적용일: 09월 01일 접수분】

검사항목	검사정보	수가 및 비고
유전성 간부전 유전자 패널검사 외 7항목 (GC Labs 코드: F722)	· 검체: 각각 EDTA whole blood 3.0 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: 차세대염기서열분석법(NGS) · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/17일	· 보험정보: 나598-1가(1)/CB00100KZ (10787.50점) · 검사수가: 각각 1,031,290원 · 임상적의의: 차세대염기서열분석법을 이용하여 유전 질환의 진단 및 확진을 위한 검사이다. · 의뢰서: 분자유전학 검사의뢰서 G 유전(희귀)질환, 유전자검사 동의서 【적용일: 09월 01일 접수분】

Seq.	GC Labs 코드	검사항목	Seq.	GC Labs 코드	검사항목
1	F722	유전성 간부전 유전자 패널검사	5	F716	유전성 불임 유전자 패널검사
2	F721	유전성 고혈압 유전자 패널검사	6	F717	유전성 염색체절단증 유전자 패널검사
3	F715	유전성 뇌성마비 유전자 패널검사	7	F719	유전성 자가염증성질환 유전자 패널검사
4	F720	유전성 모발질환 유전자 패널검사	8	F718	유전성 체장염 유전자 패널검사

2. 검사정보 변경

검사항목	사유/적용일	변경 전	변경 후
Amikacin (Amikin) (GC Labs 코드: D422)	· 자체 검사 전환 · 적용일: 08월 31일 접수분	· 보관: 냉동 · 검사방법: EMIT · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 25~35 Trough: < 4 · MDR-Tb - q24h 이하 peak: 35~45 - q48h 이상 peak: > 65 · NTM - q24h 이하 peak: 25~35 - q48h 이상 peak: 65~80 · 검사일/소요일: 월-금/5일	· 보관: 냉장 · 검사방법: TIA · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 25.0~35.0 Trough: 1.0~8.0 · 검사일/소요일: 월-토/1일
Gentamicin (GC Labs 코드: D404)		· 보관: 냉동 · 검사방법: CMIA · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 5~10 Trough: < 2 · G(+) synergistic dosing - Peak: 3~4 - Trough: < 1 · 검사일/소요일: 월-금/5일	· 보관: 냉장 · 검사방법: TIA · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 6.0~10.0 Trough: 0.5~2.0 · 검사일/소요일: 월-토/1일
Soluble ST2 (GC Labs 코드: L631)	· 검사일 확대 · 적용일: 09월 01일 접수분	· 검사일/소요일: 월,수,금/1일	· 검사일/소요일: 월-금/1일

검사항목	사유/적용일	변경 전	변경 후
IgG subclass I (GC Labs 코드: S121)	· 시약 제조사에서 참고치 변경	· 참고치(단위: mg/dL): 382.4~928.6 0-< 2Y: 194.0~842.0 2-< 4Y: 315.0~945.0 4-< 6Y: 306.0~945.0 6-< 8Y: 288.0~918.0 8-< 10Y: 432.0~1020.0 10-< 12Y: 423.0~1060.0 12-< 14Y: 342.0~1150.0 14-< 18Y: 315.0~855.0	· 참고치(단위: mg/dL): 320.0~1020.0 0-< 6M: 150.0~300.0 6M-< 2Y: 230.0~580.0 2-< 5Y: 230.0~640.0 5-< 10Y: 360.0~730.0 10-< 15Y: 380.0~773.0
IgG subclass IV (GC Labs 코드: S124)	· 적용일: 09월 01일 접수분	· 참고치(단위: mg/dL): 3.9~86.4 0-< 2Y: 0.5~78.4 2-< 4Y: 1.0~53.7 4-< 6Y: 1.8~112.5 6-< 8Y: 0.4~99.2 8-< 10Y: 1.9~93.2 10-< 12Y: 1.6~115.0 12-< 14Y: 3.7~136.0 14-< 18Y: 11.0~157.0	· 참고치(단위: mg/dL): 0.0~130.0 0-< 6M: < 50.0 6M-< 2Y: < 50.0 2-< 5Y: < 80.0 5-< 10Y: < 100.0 10-< 15Y: < 110.0
(특건) Acetone (GC Labs 코드: L737)	· 재위탁기관 변경 · 적용일: 09월 01일 접수분	· 검사방법: GC-FID · 참고치(단위: mg/L): < 80.000 · 검사일/소요일: 월-금/10일 · 주의사항: 당일 작업 종료 후 검체 채취	· 검사방법: HS-GC-FID · 참고치(단위: mg/L): < 80.00 · 검사일/소요일: 화/7일 · 주의사항: ① 당일 작업 종료 2시간 전부터 직후 사이에 채취 요망 ② 휘발성이 강하여 채뇨 시 용기의 상부까지 가득 채우고 검사 전까지 개봉 금지
(특건) Acetone (IPA) (GC Labs 코드: N248)		· 검사방법: GC-FID · 참고치(단위: mg/L): < 50.000 · 검사일/소요일: 월-금/10일 · 주의사항: 당일 작업 종료 후 검체 채취	· 검사방법: HS-GC-FID · 참고치(단위: mg/L): < 50.00 · 검사일/소요일: 화/7일 · 주의사항: ① 당일 작업 종료 2시간 전부터 직후 사이에 채취 요망 ② 휘발성이 강하여 채뇨 시 용기의 상부까지 가득 채우고 검사 전까지 개봉 금지
(특건) Methanol (GC Labs 코드: L738)		· 참고치(단위: mg/L): < 15.000 · 검사일/소요일: 월-금/10일 · 주의사항: 당일 작업 종료 후 검체 채취	· 참고치(단위: mg/L): < 15.00 · 검사일/소요일: 화/7일 · 주의사항: ① 당일 작업 종료 2시간 전부터 직후 사이에 채취 요망 ② 휘발성이 강하여 채뇨 시 용기의 상부까지 가득 채우고 검사 전까지 개봉 금지

검사항목	사유/적용일	변경 전	변경 후
(특건) Methyl ethyl ketone (GC Labs 코드: L718)	· 재위탁기관 변경	· 검사방법: GC-FID · 참고치(단위: mg/L): < 2.000 · 검사일/소요일: 월-금/10일 · 주의사항: 당일 작업 종료 후 검체 채취	· 검사방법: HS-GC-FID · 참고치(단위: mg/L): < 2.00 · 검사일/소요일: 화/7일 · 주의사항: ① 당일 작업 종료 2시간 전부터 직후 사이에 채취 요망 ② 휘발성이 강하여 채노 시 용기의 상부까지 가득 채우고 검사 전까지 개봉 금지
(특건) Methyl isobutyl ketone (GC Labs 코드: L375)	· 적용일: 09월 01일 접수분	· 검사방법: GC-FID · 참고치(단위: mg/g creatinine): < 2.000 · 검사일/소요일: 월-금/10일 · 주의사항: 당일 작업 종료 후 검체 채취	· 검사방법: HS-GC-FID · 참고치(단위: mg/g creatinine): < 2.00 · 검사일/소요일: 화/7일 · 주의사항: ① 당일 작업 종료 2시간 전부터 직후 사이에 채취 요망 ② 휘발성이 강하여 채노 시 용기의 상부까지 가득 채우고 검사 전까지 개봉 금지
FLCN gene mutation (GC Labs 코드: L268)	· 재위탁기관의 수탁중지로 인한 재위탁기관 변경 · 적용일: 08월 11일 접수분 (기접수분부터 적용)	· 검사명: <i>FLCN</i> gene mutation · 검체: EDTA whole blood 5.0 mL	· 검사명: FLCN gene, mutation (Birt-Hogg-Dube syndrome) [Sequencing] · 검체: EDTA whole blood 4.0 mL

3. 수탁중지

검사항목	중지사유	적용일
17-KS (GC Labs 코드: C435)	시약 생산 중단으로 인한 수탁중지	09월 01일 접수분
17-OHCS (GC Labs 코드: C436)		
L-Dopa (GC Labs 코드: C706)	검사 건수 감소로 인한 수탁중지	08월 24일 접수분

의료법인 녹십자의료재단
[직인 생략]