



녹 의: 제24 - 028호

2024년 02월 07일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

- 위원의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
- 변경에 따른 위원님의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검사항목	검사정보	수가 및 비고
알츠하이머질환 표지자 검사(2종) (GC Labs 코드: W720) - 세부코드: W721~W722	<ul style="list-style-type: none">검체: CSF 2.5 mL보관: 냉장검사방법: ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) & calculation참고치: 별지결과지 참조검사일/소요일: 수/1일	<ul style="list-style-type: none">보험정보: 노12/BZ012 노14/BZ140검사수가: 390,000원세부항목: - Phospho-Tau (181P) (W721) - β-Amyloid (1-42) (W722)【적용일: 02월 19일 접수분】
Phospho-Tau (181P) (GC Labs 코드: W721)	<ul style="list-style-type: none">검체: CSF 2.5 mL보관: 냉장검사방법: ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay)참고치(단위: pg/mL): ≤ 27검사일/소요일: 수/1일	<ul style="list-style-type: none">보험정보: 노12/BZ012검사수가: 195,000원【적용일: 02월 19일 접수분】
β-Amyloid (1-42) (GC Labs 코드: W722)	<ul style="list-style-type: none">검체: CSF 2.5 mL보관: 냉장검사방법: ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay)참고치(단위: pg/mL): > 1030검사일/소요일: 수/1일	<ul style="list-style-type: none">보험정보: 노14/BZ140검사수가: 195,000원【적용일: 02월 19일 접수분】

· 주의사항: ① 전용용기 채취 요망(FBT, false bottom tube)

② 냉동 검체 부적합

· 임상적 의의: 인산화된 타우 단백질과 아밀로이드 베타 단백질의 농도 변화를 통해 알츠하이머병의 원인을 확인하는 데에 활용될 수 있는 검사이다.

검사항목	검사정보	수가 및 비교
Anti-MOG antibody [유세포분석법] (GC Labs 코드: P390)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 1.0 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: Flow cytometry · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월,수,금/3일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 누815/D815000KZ (1242.93점) · 검사수가: 116,340원 · 임상적 의의: Myelin oligodendrocyte glycoprotein encephalomyelitis (MOG-EM) 질환 환자 진단 및 유사질환과의 감별진단을 하는 검사이다. <p>* 자체 검사 전환</p> <p>【적용일: 02월 19일 접수분】</p>
<i>O. tsutsugamushi</i> [Real-time PCR] (GC Labs 코드: W058)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: EDTA whole blood 3.0 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: Real-time PCR · 참고치: Negative · 검사일/소요일: 월-금/2일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 누591나/D591213KZ (520.59점) · 검사수가: 48,730원 · 임상적 의의: 쯔쯔가무시병의 진단을 위한 <i>Orientia tsutsugamushi</i> 감염 여부를 확인하는 검사이다. <p>* 자체 검사 전환</p> <p>【적용일: 02월 19일 접수분】</p>
Specific IgG4 E94 (rFel d 1, cat) (GC Labs 코드: W752)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: 각각 Serum 0.5 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: FEIA (fluorescence enzyme immunoassay) · 참고치(단위: mg/L): 참고치 미설정 · 검사일/소요일: 월,수,금/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보험정보: 누744/D744002HZ (183.06점) · 검사수가: 각각 17,130원 · 임상적의의: 특이 IgG4를 정량 측정하여 알레르기 질환의 진단 및 치료에 도움을 주는 검사이다. <p>【적용일: 03월 02일 접수분】</p>
Specific IgG4 E101 (rCan f 1, dog) (GC Labs 코드: W753)		

2. 검사정보 변경

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
TIBC (GC Labs 코드: C160)	참고치 재설정 (관련 문헌 참고)	· 참고치(단위: µg/dL): 228~428	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: µg/dL): 240~450 <p>【적용일: 02월 26일 접수분】</p>
Trypsin (GC Labs 코드: E518)	재위탁기관에서 검사정보 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 0.5 mL · 보관: 냉동 · 검사방법: EIA (enzyme immunoassay) · 참고치(단위: ng/mL): 100~550 	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 1.0 mL · 보관: 냉장 · 검사방법: LTIA (latex turbidimetric immunoassay) · 참고치(단위: ng/mL): 210~570 <p>【적용일: 02월 28일 접수분】</p>

의료법인 녹십자의료재단

[직인 생략]