

녹 의: 제18 - 204호

2018년 09월 10일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

 제 목: **신규검사 및 검사정보 변경 안내**

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검사명	검사정보 및 검사수가	비고
리소좀축적병 선별검사 (LSD screening) [LC/MS-MS] (GC Labs 코드: N403 - 세부코드: N404~N409)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Blood paper 4홀 · 보관: 냉암소 · 검사방법: LC-MS/MS (Liquid chromatography-tandem mass spectrometry) · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-금/3일 · 보험정보: 신의료 비급여 · 검사수가: 100,000원 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사목적: 유전자의 이상으로 발생한 특정 효소의 부족 및 결핍으로 인해 대사되어야 할 기질들이 분해되지 못하고 리소좀 안에 축적되어 다양한 증상을 나타내는 리소좀축적병의 선별검사로 시행한다. - Fabry disease (파브리병) - Gaucher disease (고셔병) - Hurler disease (헐러병) - Krabbe disease (크라베병) - Niemann-Pick disease (니만-픽병) - Pompe disease (폼페병) · 적용일: 10월 15일 접수분

※ 신의료기술의 안정성·유효성 평가 완료[보건복지부 고시 제2017-130호]

: 최초 의뢰일로부터 30일 이내 요양급여행위평가 신청 필요

검사명	검사정보 및 검사수가	비고
바이러스성 뇌수막염 7종 PCR (GC Labs 코드: N797 - 세부코드: G072~G078)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: CSF 0.5mL · 용기: 멸균용기 · 보관: 냉장 · 검사방법: Multiplex PCR · 참고치: 별지결과지 참조 · 검사일/소요일: 월-토/1일 · 보험정보: 누680나/D680207C (958.61점) · 검사수가: 78,030원 	<ul style="list-style-type: none"> · 주의사항: 7종 set 검사(단독 의뢰 불가) · 임상적의의: 바이러스성 뇌수막염 원인 바이러스 7종을 동시에 검출하기 위함이다. · 분석항목: - Cytomegalovirus - Enterovirus - Epstein-barr virus - Herpes simplex virus type 1 - Herpes simplex virus type 2 - Human herpesvirus 6 - Varicella-zoster virus · 적용일: 09월 17일 접수분

2. 검사정보 변경

검사명	변경 전	변경 후	비고
Coenzyme Q10 (GC Labs 코드: X056)	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: M: 284.6 ~ 1221.6 F: 284.6 ~ 1221.6 · 단위: µg/L 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: M: 400.0 ~ 1600.0 F: 400.0 ~ 1600.0 · 단위: µg/L 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: 참고치 재설정 · 적용일: 10월 15일 접수분
Serotonin (HPLC) (GC Labs 코드: K869)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Serotonin (HPLC) · 검사방법: HPLC (High Performance Liquid Chromatography) · 참고치: [Serum] M: 6.3 ~ 268.9 F: 6.3 ~ 268.9 [PFP] M: 1.8 ~ 7.5 F: 1.8 ~ 7.5 · 단위: ng/mL · 주의사항: 의뢰 시 냉동 필수 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Serotonin [LC-MS/MS] · 검사방법: LC-MS/MS (Liquid chromatography- tandem mass spectrometry) · 참고치: [Serum] M: 0.0 ~ 230.0 F: 0.0 ~ 230.0 [PFP] M: 0.3 ~ 6.6 F: 0.3 ~ 6.6 · 단위: ng/mL · 주의사항: 검체 냉동 필수 (Plasma 검체 상태에서 냉·해동 후 PFP 검체 제작 시 결과값 상승) * PFP (Platelet Free Plasma) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: 검사방법 변경으로 인한 검사정보 변경 · 적용일: 10월 16일 접수분

